

# BePa-Clip® VARIO

! l'original !

**AOVO**  
Novo Klinik-Service GmI

**metra**  
Metra aide à aider !

## Collier de fixation mono élément pour canules trachéales

**BePa-Clip® VARIO** est un collier mono élément destiné à fixer des canules trachéales approprié pour les adultes et les adolescents. Il s'agit du collier de fixation le plus confortable et de qualité la meilleure sur le marché.



**BePa-Clip® VARIO** est disponible en quatre tailles avec attache à crochets (H) ou à Velcro® (K):

<b>BePa-Clip® VARIO 18/H</b>	REF	200 301
<b>BePa-Clip® VARIO 25/H</b>	REF	200 501
<b>BePa-Clip® VARIO 30/H</b>	REF	200 601
<b>BePa-Clip® VARIO 36/H</b>	REF	200 701
<b>BePa-Clip® VARIO 18/K</b>	REF	200 302
<b>BePa-Clip® VARIO 25/K</b>	REF	200 502
<b>BePa-Clip® VARIO 30/K</b>	REF	200 602
<b>BePa-Clip® VARIO 36/K</b>	REF	200 702

Le chiffre de désignation du produit indique la longueur du rembourrage, par ex. VARIO 18/H = 18 cm de rembourrage. Il est vivement recommandé de mesurer régulièrement le diamètre du cou afin de déterminer la longueur correcte du collier. La réalisation de colliers individuels et de tailles spéciales est également possible.

### AVANTAGES

maniement rapide, simple et sûr  
doux – rembourrage particulièrement mou avec englobage en coton  
sans latex, non adhésif – hypoallergénique, prophylaxie du décubitus  
bactériostatique – rembourrage légèrement absorbant et respirant  
forme stable – même après une utilisation prolongée  
utilisable sur toutes les canules externes usuelles  
stérilisable, par exemple stérilisation à la vapeur à 134 °C  
économique – rapport qualité-prix optimal  
Made in Germany

patient      aide-soignant      acheteur

●	●	●
●	●	
●	●	●
●	●	
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●

☒ = usage unique  
☒ = sans latex  
☒ = tenir à l'abri de la lumière  
☒ = tenir à l'abri de l'humidité  
☒ = tenir compte de mode d'emploi  
CE Made in Germany



# BePa-Clip® VARIO

! l'original !

NOVO

Novo Klinik-Service GmH

metra

Metra aide à aider !

## Mode d'emploi



Placez le collier de fixation dans la nuque du patient.



Passez, du premier côté, le crochet par la boucle de la plaque de la canule ou bien conduisez le Velcro® par le boucle et fixez-le.



Répétez l'opération de l'autre côté.



Régalez si nécessaire la longueur à votre convenance à l'aide des coulisseaux se trouvant sur l'élastique.



Fixation terminée.



Fixation avec attache à crochets.